




# Antigen-Labortest für die Akutdiagnostik von COVID-19



## SARS-CoV-2-Antigen-ELISA

- Labordiagnostikum für den Erregerdirektnachweis durch semiquantitative Bestimmung des SARS-CoV-2-spezifischen Nukleokapsidproteins in Abstrichproben der oberen Atemwege
- Zur Unterstützung der Akutdiagnostik von SARS-CoV-2-Infektionen – vor allem während eines COVID-19-Ausbruchsgeschehens
- Hohe Korrelation mit PCR-Testergebnissen: 100% negative Übereinstimmung (Spezifität) und 93,6% positive Übereinstimmung (Sensitivität)
- Etablierte ELISA-Methode – für jedes Diagnostiklabor geeignet und vollautomatisierbar
- Erweiterung der Testanwendung für Speichelproben wird derzeit validiert

**Bestellnummer: EQ 2606-9601**